



Artikel	28821.131
Artikeltext	L(-)-Tryptophan
Qualität	for biochemistry
CAS Nummer	73-22-3
Summenformel	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂
Molgewicht	204.23

Parameter	Spezifikation
Gehalt	Min. 99 %
Spez. opt. Drehung (10 g/l; auf trocken)	-33.0 --> -30.0 °
Fremde Aminosäuren	Max. 0.3 %
Schwermetalle (als Pb)	Max. 10 ppm
Mit Ninhydrin nachweisbare Subst(Glycin)	Max. 0.1 %
NH ₄ (Ammonium)	Max. 0.02 %

Signatur

Wir bestätigen, dass diese Charge den benannten Spezifikationen entspricht.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anja Vanhalle, Head of Laboratory - Haasrode
 VWR International bvba; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.