



Artikel	84893.360
Artikeltext	Kieselgel 60 - 200 µm
CAS Nummer	7631-86-9
Molgewicht	60.08

Parameter	Spezifikation
Schüttdichte (nach stampfen)	460 --> 550 g/l
pH-Wert (5 %)	6.5 --> 7.5
Trocknungsverlust (160°C; 15 min)	2.0 --> 4.0 %
Teilchengrösse (< 63 µm)	Max. 5.0 %
Teilchengrösse (> 200 µm)	Max. 5.0 %

Signatur

Wir bestätigen, dass diese Charge den benannten Spezifikationen entspricht.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anja Vanhalle, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bvba; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium



For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.